

2021年4月

お客様各位

東京都千代田区麹町 2-8 MLC 麹町ビル 3 階  
ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社**硝子体内注射用 30 ゲージ針と 1mL シリンジ ご使用に際して**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社取扱い製品である「販売名: BVI 眼科キット」の一部製品に組み入れている 30 ゲージ針および 1mL シリンジにつきまして、供給を受けている業者から注意喚起が発出されました。当該供給業者からは、対象部材を硝子体内注射に使用した場合、部材に潤滑剤として塗布されているシリコンオイルが原因と考えられる飛蚊症の発生に関する複数の報告を受けたとの情報を入手いたしました。これを受け、弊社においても下記対象製品をご使用いただく際の注意として情報提供を実施することといたしましたので、ご連絡申し上げます。当社では国内外において同様事象の発生及び健康被害の報告は受けておりませんが、対象製品をご使用の際は上記事象をご留意いただきますようお願いいたします。

ご不明な点がございましたら弊社担当営業員または下記のお問い合わせ先にご連絡いただければ幸いです。何卒ご理解のほどを宜しくお願い申し上げます。

敬具

## 記

**1. 対象製品**

別紙参照（下記部材を含む「BVI 眼科キット」）

BVI 眼科キット：医療機器認証番号 226AFBZX00141000

**2. 対象部材（ベクトン・ディッキンソン社製）**

- 1mL シリンジ ルアロック （部材番号 309628）
- 1mL シリンジ ルアスリップ （部材番号 300328）
- 30 ゲージ針 1.3cm （部材番号 304000）

**【お問い合わせ先】**ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社 カスタマーサービス  
TEL:03-5214-2337 / FAX:03-5214-2417

以上

**【別紙】 対象製品番号**

| No. | 製品番号   |
|-----|--------|
| 1   | 590149 |
| 2   | 590225 |
| 3   | 590231 |
| 4   | 590233 |
| 5   | 590260 |
| 6   | 590277 |
| 7   | 590278 |
| 8   | 590288 |
| 9   | 590343 |
| 10  | 590345 |
| 11  | 590363 |
| 12  | 590396 |
| 13  | 590399 |
| 14  | 590411 |
| 15  | 590422 |
| 16  | 590429 |
| 17  | 590438 |
| 18  | 590472 |
| 19  | 590473 |
| 20  | 590477 |
| 21  | 590486 |
| 22  | 590497 |
| 23  | 590500 |
| 24  | 590505 |
| 25  | 590540 |
| 26  | 590549 |
| 27  | 590562 |

| No. | 製品番号   |
|-----|--------|
| 28  | 590571 |
| 29  | 590584 |
| 30  | 590591 |
| 31  | 590592 |
| 32  | 590597 |
| 33  | 590600 |
| 34  | 590624 |
| 35  | 590641 |
| 36  | 590650 |
| 37  | 590668 |
| 38  | 590669 |
| 39  | 590692 |
| 40  | 590693 |
| 41  | 590746 |
| 42  | 590757 |
| 43  | 590770 |
| 44  | 590793 |
| 45  | 590822 |
| 46  | 590870 |
| 47  | 590875 |
| 48  | 590877 |
| 49  | 590897 |
| 50  | 590933 |
| 51  | 590935 |
| 52  | 590947 |
| 53  | 590956 |
| 54  | 590972 |

| No. | 製品番号   |
|-----|--------|
| 55  | 590973 |
| 56  | 590985 |
| 57  | 591003 |
| 58  | 591033 |
| 59  | 591058 |
| 60  | 591093 |
| 61  | 591106 |
| 62  | 591121 |
| 63  | 591124 |
| 64  | 591130 |
| 65  | 591139 |
| 66  | 591140 |
| 67  | 591142 |
| 68  | 591161 |
| 69  | 591176 |
| 70  | 591177 |
| 71  | 591183 |
| 72  | 591201 |
| 73  | 591216 |
| 74  | 591221 |
| 75  | 591223 |
| 76  | 591227 |
| 77  | 591228 |
| 78  | 591234 |
| 79  | 591248 |
| 80  | 591251 |
| 81  | 591260 |