

BVI

Accu-Temp® Cautery

アキュテンプ


Specialty Cauterization

アキュテンプは、シングルユースタイプの医療用焼灼器具です。
焼灼温度を段階的に選択できます。



特 徴

- 温度調節は、ダイヤル式
- 軽量、コードレスでセーフティーキャップ付き
- すべて滅菌包装でシングルユース



取扱い上の注意

1. 開封後は再滅菌・再使用しないこと。
2. 使用期限が過ぎている場合には、使用しないこと。
3. 包装の破損等により、製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には、使用しないこと。
4. ご使用の際は、添付文書をご参照ください。

承認番号	21400BZY00403000
製品コード	8440000
適用領域	眼科 全般用
最小包装単位	10個 / 箱
可変温度範囲	約450～650℃
温度調節	ダイヤル可変式
使用電源	単3型アルカリ電池 / 1個

製造販売元
ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階
www.beaver-visitec.co.jp

販売元
日本アルコン株式会社
〒105-6333 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号
虎ノ門ヒルズ森タワー
Tel. 03-6706-7715 (製品情報グループ)
受付時間 9:00～17:30 (土、日、祝日、社休日を除く)



BVI

I-2019-07-1000