

VitreQ® Reusable Forceps, Scissors

リユーズابل フォーセップ(鉗子)、シザーズ(剪刀)

再使用可能なフォーセップ、シザーズです。



特徴

Ergonomically designed handle

- 人間工学に基づいたハンドルデザイン
- 先端チップの開閉がハンドルとリンクしているので、繊細な把持や切断が容易です
- ハンドルはチタン製

Rigid shaft

- 新素材を用いた硬いシャフト
- 先端を含めたシャフトの全長は32mm以上

Wide range of sizes

- ゲージごとに豊富なアイテム

※全て単品

メンテナンスについて

別売のクリーニングアダプタを用いて洗浄・滅菌ができます。洗浄アダプタと滅菌用ホルダが一体化されたデザインで、繊細な先端チップを洗浄や滅菌から保護します。

修理につきましては、営業員にご相談ください。

クリーニングアダプター

製品番号: FC00.R03



リユーズابل フォーセップ(鉗子)

	製品名	カタログ番号		
		23G	25G	27G
	セレイテッド鉗子	FC23.R02	FC25.R02	
	ILMエンドグリップ鉗子	FC23.R03	FC25.R03	
	エイシメントリカルエンドグリップ鉗子	FC23.R04	FC25.R04	

	製品名	カタログ番号		
		23G	25G	27G
	エッカード氏 ILM鉗子(エンドグリップ)	FC23.R05	FC25.R05	FC27.R05
	クーン氏 パワー鉗子 45°	FC23.R06	FC25.R06	
	シャー氏 X-traグリップ鉗子 45°	FC23.R07	FC25.R07	FC27.R07

販売名: Vitreq 硝子体手術用鉗子
届出番号: 13B1X10112VTQ001

リユーズابل シザーズ(剪刀)

	製品名	カタログ番号		
		23G	25G	27G
	マイクロ垂直剪刀	SC23.R01	SC25.R01	
	マイクロ水平剪刀 直	SC23.R02	SC25.R02	
	マイクロ水平剪刀 曲	SC23.R03	SC25.R03	SC27.R03

販売名: Vitreq 硝子体手術用剪刀
届出番号: 13B1X10112VTQ003