




BVI

90° Directional Laser Probes

Vitrex ディスポーザブル レーザプローブ
90°ディレクショナル



A New Vision on Flexibility

- 先端チップは90°まで調整可能で、網膜周辺部にスムーズにアクセスできます
- 剛性のあるシャフトは操作性に優れています
- ゲージごとに色分けされ、識別が容易です

Vitrex

Vitreoretinal Surgical Products

VitreQ[®] Vitreoretinal Surgical Products

先端チップは90°まで調整可能で、術中のコントロールが容易です

- 人間工学に基づいたハンドルデザイン
- スライド式レバーで先端チップを簡単にコントロールできます

23G

25G

27G

レーザープロブ スタンダード (照明なし) ※1箱5本入り		
ゲージ	型式	コネクタタイプ
23	LP23.A04	Alconタイプ
23	LP23.I04	Iridexタイプ
25	LP25.A04	Alconタイプ
25	LP25.I04	Iridexタイプ
27	LP27.A04	Alconタイプ
27	LP27.I04	Iridexタイプ


※1

イルミネーティッドレーザープロブ (照明付き) ※1箱5本入り		
ゲージ	型式	コネクタタイプ
23	LP23.A05	Alconタイプ
23	LP23.I05	Iridexタイプ
25	LP25.A05	Alconタイプ
25	LP25.I05	Iridexタイプ

※1

ライトソースアダプター ※全て単品 別売り	
型式	コネクタタイプ
LF00.R01	Constellationタイプ
LF00.R02	Stellarisタイプ
LF00.R03	Geuderタイプ
LF00.R05	DORCタイプ

※2



※1 販売名: Vitreq ディスポーサブル レーザプロブ
承認番号: 30300BZX00122000

※2 販売名: Vitreq ライトソース アダプター
届出番号: 13B1X10112VTQ005

* All product names, trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

製造販売元
ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階
www.bvimedical.com/jp

受注センター Tel. 03-5214-2337 Fax. 03-5214-2417
メール: ContactUs@bvimedical.com



I-2021-06-1500-N