


Visitec® Single-Use Instruments

ビジテック® シングルユース インスツルメンツ



[Protection]

患者の感染制御にフォーカスした新たなコンセプト

[Performance]

シングルユースでありながら高精度なステンレススチール製

[Simplicity]

滅菌および管理コストを省いた高い簡便性



いつも清潔で安全な ディスポーザブルタイプが生まれました。

近年、医療機関などでは2次感染の防止対策が重要課題の一つに上げられており、医師・看護師など医療従事者や患者さんの関心が一層高くなっています。

その対策として最も注目されているのがシングルユースの医療用器具です。

機器・器具類を洗浄再使用するのではなく、一度使ったら使い捨てる単回使用化が進んでおり、滅菌処理の手間とそれにかかる管理コストの観点から見てもシングルユース製品は非常にコストパフォーマンスの高いものとなります。

感染制御にフォーカスした新たなコンセプトの製品、それがビジテック シングルユース インストルメンツです。

Table of Contents

	ビジテック シングルユース 開瞼器 …………… P2
	ビジテック シングルユース チョッパー …………… P2
	ビジテック シングルユース フォーセップ …… P3~4
	ビジテック シングルユース せん刀 …………… P4
	ビジテック シングルユース 持針器 …………… P4
	ビジテック シングルユース マニピュレーター …… P5
	ビジテック シングルユース リトラクター …………… P6
	ビジテック シングルユース スパチュラ …………… P6
	ビジテック LASIK フラップローラー …………… P6
	ビジテック シングルユース 霰粒腫用器具 …… P6
	ビジテック シングルユース 斜視用器具 …… P6
	ビーバー 固定リング …………… P6

ビジテック シングルユース 開瞼器

581413 シングルユース 開瞼器

- 仕様 様：0.8mm幅 40×30mm 14mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥8,000



581443 シングルユース 開瞼器

- 仕様 様：0.9mm幅 40×30mm 14mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥10,000




581477 シングルユース 開瞼器 成人用 クローズ型(バラック)

- 仕様 様：0.8mm幅 28mm 14mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥15,000



585094 シングルユース 開瞼器(クラッツ/バラック)

- 仕様 様：40×26.5mm 13mm
- 入数 数：3
- 希望小売価：¥10,800




581476 シングルユース 開瞼器 小児用(バラック)

- 仕様 様：1.0mm幅 25mm 10mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥15,000



販売中止 585203 シングルユース 開瞼器 小眼球用(ウォーサム)

- 仕様 様：34×21mm 10mm
- 入数 数：3
- 希望小売価：¥15,600



581474 シングルユース 開瞼器 成人用(バラック)

- 仕様 様：31mm 13mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥32,000




販売中止 581473 シングルユース 開瞼器 調節付(ランカスター)

- 仕様 様：調節範囲 30mm 全長80mm 15mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥45,000



581475 シングルユース 開瞼器 調節付(カストロビエホ)

- 仕様 様：調節範囲 60mm 全長84mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥80,000



581478 シングルユース 開瞼器 調節付(リバーマン)

- 仕様 様：調節範囲 40mm 14mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥48,000



585297 シングルユース ロッキング開瞼器

- 仕様 様：6段階調節
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥8,000



ビジテック シングルユース チョッパー

581467 シングルユース フェイコチョッパー

- 仕様 様：アングル 1.3mm刃 全長115mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥42,000



585181 シングルユース 核子チョッパー(コッホ)

- 仕様 様：アングル 先端1.5mm90° 全長122mm プラスチックハンドル
- 入数 数：3
- 希望小売価：¥7,500



ビジテック シングルユース フォーセップ

販売中止 581409 シングルユース ボン大学式フォーセップ

- 仕 様：0.12mm 1×2歯 プラットフォーム5mm 全長100mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥48,000



販売中止 581439 シングルユース ボン大学式フォーセップ

- 仕 様：0.12mm 1×2歯 全長105mm プラスチックハンドル
- 入 数：10
- 希望小売価：¥25,000



販売中止 581410 シングルユース カプシュロレクシスフォーセップ

- 仕 様：湾曲 13mm幅 全長105mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥54,000



販売中止 581451 シングルユース カプシュロレクシスフォーセップ(ユトラータ)

- 仕 様：ストレート 13mm幅 全長95mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥54,000



581481 シングルユース カプシュロレクシス ユトラータストレート

- 仕 様：ストレート 11mm幅 全長100mm(小切開対応)
- 入 数：10
- 希望小売価：¥70,000



販売中止 581482 シングルユース カプシュロレクシス マスケットカーブ

- 仕 様：湾曲 11mm幅 全長100mm(小切開対応)
- 入 数：10
- 希望小売価：¥70,000



販売中止 581483 シングルユース カプシュ ユトラータストレート ラウンドハンドル

- 仕 様：ストレート 11mm幅 全長108mm(小切開対応)
- 入 数：10
- 希望小売価：¥72,000



581447 シングルユース カプシュロレクシスフォーセップ

- 仕 様：湾曲 13mm幅 全長105mm 丸型プラスチックハンドル
- 入 数：10
- 希望小売価：¥28,000



581456 シングルユース バラック氏 コリブリフォーセップ

- 仕 様：0.12mm 1×2歯 全長77mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥54,000



販売中止 581457 シングルユース カストロビエホ氏 コリブリフォーセップ

- 仕 様：0.12mm 1×2歯 全長108mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥68,000



581458 シングルユース ジュエラーフォーセップ

- 仕 様：無鉤 全長100mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥35,000



581411 シングルユース タイピングフォーセップ

- 仕 様：アングル プラットフォーム6mm 全長100mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥40,000



581459 シングルユース マイクロタイピングフォーセップ

- 仕 様：プラットフォーム6mm 全長105mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥40,000



581460 シングルユース タイピングフォーセップ(ポーフィック)

- 仕 様：1×2歯 プラットフォーム6mm 全長85mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥45,000



581416 シングルユース マクファーソン氏フォーセップ

- 仕様 様：先端 12mm 全長100mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥40,000



581436 シングルユース ムアフィールド氏フォーセップ

- 仕様 様：溝部 14mm 全長120mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥40,000



ビジテック シングルユース せん刀

581422 シングルユース バナス氏せん刀

- 仕様 様：カーブ 刃 9.5mm 全長90mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥48,000



581437 シングルユース ウェスコット氏せん刀 鈍先

- 仕様 様：刃 23mm 先端鈍 全長105mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥52,000



581472 シングルユース ウェスコット氏せん刀

- 仕様 様：刃 16mm 先端鋭 全長112mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥65,000



販売中止 581469 シングルユース 角膜せん刀 左(カストロビエホ)

- 仕様 様：刃 9mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥65,000



販売中止 581470 シングルユース 角膜せん刀 右(カストロビエホ)

- 仕様 様：刃 9mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥65,000



ビジテック シングルユース 持針器

581417 シングルユース 持針器 止無

- 仕様 様：全長105mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥65,000



販売中止 581468 シングルユース 持針器 止付

- 仕様 様：全長120mm
- 入数 数：10
- 希望小売価：¥75,000



ビジテック シングルユース マニピュレーター

581412 シングルユース ブラトー氏フック

- 仕 様：アングル 直径0.25mm 全長120mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥30,000



販売中止 581423 シングルユース マイクロマニピュレータ

- 仕 様：アングル 直径0.35mm 全長120mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥30,000



販売中止 581464 シングルユース IOLマニピュレータ(レスター)

- 仕 様：アングル 直径0.44mm 全長115mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥38,000



販売中止 581465 シングルユース 核マニピュレータ(ドリスデール)

- 仕 様：アングル 直径1.10mm 全長115mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥34,000



販売中止 581466 シングルユース 核ローテータ(ピサカノ)

- 仕 様：アングル 直径0.70mm 全長115mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥38,000



581441 シングルユース マイクロマニピュレータ

- 仕 様：アングル 直径0.35mm 全長130mm プラスチックハンドル
- 入 数：10
- 希望小売価：¥18,000



581442 シングルユース シンスキー氏フック

- 仕 様：アングル 直径0.85mm 全長130mm
- 入 数：10
- 希望小売価：¥18,000



585022 シングルユース IOLマニピュレータ(ジャフェ/モルツマン)

- 仕 様：アングル 直径0.2mm Y型 プラスチックハンドル
- 入 数：3
- 希望小売価：¥26,700



585038 シングルユース IOLマニピュレータ(レスター)

- 仕 様：アングル 直径0.25チップ プラスチックハンドル
- 入 数：3
- 希望小売価：¥33,000



585062 シングルユース IOLマニピュレータ(シンスキー)

- 仕 様：ストレート 直径0.2mm プラスチックハンドル
- 入 数：3
- 希望小売価：¥8,400



585063 シングルユース IOLマニピュレータ アングル(シンスキー)

- 仕 様：アングル 直径0.2mm プラスチックハンドル
- 入 数：3
- 希望小売価：¥8,400



585069 シングルユース ボタンチップマニピュレータ

- 仕 様：アングル 直径0.5mmボタンチップ プラスチックハンドル
- 入 数：3
- 希望小売価：¥16,800



販売中止 585077 シングルユース 核ローテータ(ジャフィー/ビチャート)

- 仕 様：アングル Y型 プラスチックハンドル
- 入 数：3
- 希望小売価：¥13,200



販売中止 585180 シングルユース IOLマニピュレータ

- 仕 様：アングル 湾曲 直径0.2mm プラスチックハンドル
- 入 数：3
- 希望小売価：¥16,500



ビジテック シングルユース リトラクター

販売中止 581462 シングルユース カプセルリトラクタ(マン/ハンケラー)

- 仕様: アンクル 先端直径 0.60mm球 全長115mm
- 入数: 10
- 希望小売価: ¥38,000



販売中止 585067 シングルユース マイクロリトラクタ(ピアース)

- 仕様: アンクル(30°) 先端10mm 幅1mm プラスチックハンドル
- 入数: 3
- 希望小売価: ¥13,200



ビジテック シングルユース スパチュラ

585141 シングルユース スパチュラ(ピアース)

- 仕様: アンクル 先端10mm 幅0.80mm プラスチックハンドル
- 入数: 5
- 希望小売価: ¥20,000



ビジテック LASIK フラップローラー

585233 LASIK フラップローラー(リンドストローム)

- 仕様: 14mm スリーブ
- 入数: 5
- 希望小売価: ¥8,000



ビジテック シングルユース 霰粒腫用器具

581450 シングルユース 霰粒腫用フォーセップ(デマル)

- 仕様: 26mm 全長105mm
- 入数: 10
- 希望小売価: ¥46,000



ビジテック シングルユース 斜視用器具

581471 シングルユース 斜視用せん刀

- 仕様: カーブ 刃 28mm 全長104mm
- 入数: 10
- 希望小売価: ¥40,000



581479 シングルユース 斜視鉤フック

- 仕様: 全長135mm
- 入数: 10
- 希望小売価: ¥26,000



ビーバー 固定リング

372242 フレキシブル固定リング

- 仕様: リング径 13mm
- 入数: 5
- 希望小売価: ¥12,500





製造販売元

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3F
www.bvimedical.com/jp

受注センター Tel. 03-5214-2337 Fax. 03-5214-2417
メール: ContactUs@bvimedical.com

販売名	認証番号
ビジテック シングルユース フォーセップ	223AFBZX00019000
ビジテック シングルユース スパーテル	223AFBZX00021000
ビジテック シングルユース せん刀	223AFBZX00020000
ビジテック シングルユース 開瞼器	223AFBZX00022000
ビーバー シングルユース 固定リング	223AFBZX00023000
販売名	届出番号
ビジテック シングルユース 持針器	13B1X10112BVI004