

Single-Use Forceps, Scissors, Backflush

シングルユース フォーセップ(鉗子)、シザーズ(剪刀)、バックフラッシュ

特徴

ハンドルデザイン

- 人間工学に基づいたハンドルデザイン
- 先端部の開閉がハンドルとリンクしているので繊細な把持や切断が容易です

シャフト

- 新素材を用いた硬いシャフト

シングルユース

- 感染対策
- 修理不要(洗浄、滅菌が不要)
- リューザブルのバックアップ

豊富なサイズ

- ゲージごとに豊富なアイテム



シングルユース フォーセップ(鉗子)




	製品名	カタログ番号		
		23G	25G	27G
	セレイテッド鉗子	FC23. D02	FC25. D02	
	ILMエンドグリップ鉗子	FC23. D03	FC25. D03	FC27. D03
	エイシメントリカルエンドグリップ鉗子	FC23. D04	FC25. D04	

	製品名	カタログ番号		
		23G	25G	27G
	エッカード氏 ILM鉗子(エンドグリップ)	FC23. D05	FC25. D05	FC27. D05
	クーン氏 パワー鉗子 45°	FC23. D06	FC25. D06	
	シャー氏 X-traグリップ鉗子 45°	FC23. D07	FC25. D07	FC27. D07

販売名: VITREQ ディスポーザブル フォーセップス
 認証番号: 303AIBZX00035000

シングルユース シザーズ(剪刀)



	製品名	カタログ番号		
		23G	25G	27G
	マイクロ垂直剪刀	SC23. D01	SC25. D01	SC27. D01
	マイクロ水平剪刀 直	SC23. D02	SC25. D02	
	マイクロ水平剪刀 曲	SC23. D03	SC25. D03	SC27. D03

販売名:VITREQ ディスポーザブル シザーズ
 認証番号:303AIBZX00034000

シングルユース バックフラッシュ



	製品名	カタログ番号		
		23G	25G	27G
	バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き	BF23. D01	BF25. D01	BF27. D01
	バックフラッシュ ブラッシュ アスピレーションチュービング付き	BF23. D02	BF25. D02	BF27. D02
	バックフラッシュ ブラッシュ 先端収納型 アスピレーションチュービング付	BF23. D05	BF25. D05	

	製品名	カタログ番号		
		23G	25G	27G
	バックフラッシュ 伸縮型 アスピレーションチュービング付き	BF23. D07	BF25. D07	

販売名:VITREQ ディスポーザブル バックフラッシュ
 認証番号:303AIBZX00033000