

Vitreotomy Lenses

シングルユース 硝子体レンズ

透明度が高く、クリアな視界を提供して術者をサポートします。

特徴

● レンズ素材

- － アクリル樹脂 (PMMA) のハイインデックスレンズ
- － 透明度が高く高解像度の視野を確保します

● ラインアップ

- － レンズは5タイプで、後眼部をはっきりと観察できます
- － 有水晶体眼と偽水晶体眼の双方にお使いいただけます

● シリコンリング

- － やわらかい4つのフリンジで、しっかりと眼表面に固定できます
- － カニューラロックにより、複雑な手技中も操作性に優れています
- － リングの縫合やその他補助器材は不要です



カタログ番号	製品名 (製品説明)	入数/箱	外観	形状	視野	倍率・製品説明
VL00.D01	硝子体レンズ Flat (フラット)	5個				1.0× 後極部観察用
VL00.D02	硝子体レンズ Biconcave (バイコンケーブ)	5個				0.8× 空気置換後 後極部観察用
VL00.D03	硝子体レンズ Magnifying (マグニファイング)	5個				1.4× 後極部拡大観察用
VL00.D04	硝子体レンズ Wideview (ワイドフィールド)	5個				0.5× 後極部広範囲観察用
VL00.D05	硝子体レンズ 30 degree prism (30° プリズム)	5個				1.0× 周辺視野観察用