


Vitreoretinal Instruments

- シングルユース フォーセップ・シザーズ・バックフラッシュ
- レーザプローブ
- スクイザー
- ティッシュマニピュレータ
- 硝子体レンズ
- シャンデリア
- リューザブルインストルメンツ



BVIの網膜硝子体手術用製品

私たちは、高度な網膜硝子体手術をサポートする
製品開発に取り組んでいます。



CONTENTS

シングルユース製品

フォーセップ(鉗子)	02
シザーズ(剪刀)	03
バックフラッシュ	
レーザプローブ	04
スクイーザー	06
マニピュレーター	
硝子体レンズ	07
29G スポットライト ディレクショナル シャンデリア	08

リユーザブル製品

フォーセップ(鉗子)	09
シザーズ(剪刀)	

color-coded

ISOに基づいたカラーコードで
サイズごとに色分けしています。

ブルー	23ゲージ
オレンジ	25ゲージ
グレー	27ゲージ

Single-Use Forceps, Scissors, Backflush

シングルユース フォーセップ(鉗子)、シザーズ(剪刀)、バックフラッシュ

特 徴

ハンドルデザイン

- 人間工学に基づいたハンドルデザイン
- 先端部の開閉がハンドルとリンクしているので繊細な把持や切断が容易です

シャフト

- 新素材を用いた硬いシャフト

シングルユース

- 感染対策
- 修理不要(洗浄、滅菌が不要)
- リューザブルのバックアップ

豊富なサイズ

- ゲージごとに豊富なアイテム



シングルユース フォーセップ(鉗子)




	製品名	カタログ番号		
		23G	25G	27G
	セレイテッド鉗子	FC23. D02	FC25. D02	
	ILMエンドグリップ鉗子	FC23. D03	FC25. D03	FC27. D03
	エイシメントリカル エンドグリップ鉗子	FC23. D04	FC25. D04	

	製品名	カタログ番号		
		23G	25G	27G
	エッカード氏 ILM鉗子(エンドグリップ)	FC23. D05	FC25. D05	FC27. D05
	クーン氏 パワー鉗子 45°	FC23. D06	FC25. D06	
	シャー氏 X-traグリップ鉗子 45°	FC23. D07	FC25. D07	FC27. D07

販売名:VITREQ ディスポーザブル フォーセプス
認証番号:303AIBZX00035000


シングルユース シザーズ(剪刀)



		カタログ番号		
	製品名	23G	25G	27G
	マイクロ垂直剪刀	SC23. D01	SC25. D01	SC27. D01
	マイクロ水平剪刀 直	SC23. D02	SC25. D02	
	マイクロ水平剪刀 曲	SC23. D03	SC25. D03	SC27. D03

販売名:VITREQ ディスポーザブル シザーズ
認証番号:303AIBZX00034000

シングルユース バックフラッシュ



		カタログ番号		
	製品名	23G	25G	27G
	バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き	BF23. D01	BF25. D01	BF27. D01
	バックフラッシュ ブラッシュ アスピレーションチュービング付き	BF23. D02	BF25. D02	BF27. D02
	バックフラッシュ ブラッシュ 先端収納型 アスピレーションチュービング付	BF23. D05	BF25. D05	

		カタログ番号		
	製品名	23G	25G	27G
	バックフラッシュ 伸縮型 アスピレーションチュービング付き	BF23. D07	BF25. D07	

販売名:VITREQ ディスポーザブル バックフラッシュ
認証番号:303AIBZX00033000

90° Directional Laser Probes


シングルユース 90° レーザプローブ

チップ先端部は90°まで調整可能で、術中のコントロールが容易です。

特徴

A New Vision on Flexibility

- チップ先端部は90°まで調整可能で、網膜周辺部にスムーズにアクセスできます
- 剛性のあるシャフトは操作性に優れています
- ゲージごとに色分けされ、識別が容易です
- 人間工学に基づいたハンドルデザイン
- スライド式レバーでチップ先端部を簡単にコントロールできます





90° レーザプローブ (照明なし) (1箱5本入り)

ゲージ	カタログ番号	コネクタタイプ
	LP23.A04	Alconタイプ
	LP23.I04	Iridexタイプ
	LP25.A04	Alconタイプ
	LP25.I04	Iridexタイプ
	LP27.A04	Alconタイプ
	LP27.I04	Iridexタイプ

※1

90° イルミネーティッドレーザプローブ (照明付き) (1箱5本入り)

ゲージ	カタログ番号	コネクタタイプ
	LP23.A05	Alconタイプ
	LP23.I05	Iridexタイプ
	LP25.A05	Alconタイプ
	LP25.I05	Iridexタイプ

※1

ライトソースアダプター (単品 別売)

カタログ番号	コネクタタイプ
LF00.R01	Constellationタイプ
LF00.R02	Stellarisタイプ
LF00.R03	Geuderタイプ
LF00.R05	DORCタイプ

※2

※1 販売名: Vitreq ディスポーザブル レーザプローブ
承認番号: 30300BZX00122000

※2 販売名: Vitreq ライトソース アダプター
届出番号: 13B1X10112VTQ005



Squeezer

シングルユース スクイザー

Dr.エッカードと共同開発した製品です。

特徴

- 眼科手術用補助剤や染色剤の注入スピードや注入量などのコントロールが容易です
- ペンシルグリップは微細なコントロールをサポートします



Dr.エッカード

ディスクイザー

SQ00.D01



PFC スクイザー

SQ00.D02



カタログ番号	製品名	規格	入数/箱
SQ00.D01	ディスクイザー (染色剤用)	2ml	5本*
SQ00.D02	PFCスクイザー	5ml	5本*

※ニードル部分は含まれません

販売名: エッカード氏 Squeezer
届出番号: 13B1X10112VTQ004

Manipulator

シングルユース マニピュレーター


特徴

● 操作性に優れた独自のデザイン

- ー シリコン製のノッチ付き先端部(マニピュレーター)は、網膜を傷つけずにブラッシングできます
- ー チップはシャフト部分に格納でき、スムーズに患部へアクセスできます
- ー チップは視認性のよい緑色で、網膜との識別が容易です

● ダイヤモンド粒子不使用

- ー 先端部(マニピュレーター)にダイヤモンド粒子を使用していないため、眼内への粒子残存を防ぎます



カタログ番号	製品名	規格	入数/箱
TM23.D01	リトラクタブル ティッシュ マニピュレーター	23G	5本
TM25.D01	リトラクタブル ティッシュ マニピュレーター	25G	5本

販売名: Vitreq ディスポーザブル リトラクタブルマニピュレーター
認証番号: 231AFBZX00001000

Vitreotomy Lenses

シングルユース 硝子体レンズ

透明度が高く、クリアな視界を提供して
術者をサポートします。

特 徴

● レンズ素材

- － アクリル樹脂 (PMMA) のハインデックスレンズ
- － 透明度が高く高解像度の視野を確保します






● ラインアップ

- － レンズは5タイプで、後眼部をはっきりと観察できます
- － 有水晶体眼と偽水晶体眼の双方にお使いいただけます

● シリコンリング

- － やわらかい4つのフリンジで、しっかりと眼表面に固定できます
- － カニューラロックにより、複雑な手技中も操作性に優れています
- － リングの縫合やその他補助器材は不要です



カタログ番号	製品名 (製品説明)	入数/箱	外観	形状	視野	倍率・製品説明
VL00.D01	硝子体レンズ Flat (フラット)	5個				1.0× 後極部観察用
VL00.D02	硝子体レンズ Biconcave (バイコンケーブ)	5個				0.8× 空気置換後 後極部観察用
VL00.D03	硝子体レンズ Magnifying (マグニファイング)	5個				1.4× 後極部拡大観察用
VL00.D04	硝子体レンズ Wideview (ワイドフィールド)	5個				0.5× 後極部広範囲観察用
VL00.D05	硝子体レンズ 30 degree prism (30° プリズム)	5個				1.0× 周辺視野観察用





29G Spotlight Directional Chandelier

29G スポットライト ディレクショナル シャンデリア

スポットライトディレクショナルシャンデリアは、
双手法の網膜硝子体手術用に開発されました。

仕様と特徴

- ファイバーチップのデザインは広角で
十分な明るさを確保できます
- 一体型の強膜マーカー付き
- 付属のボールジョイントクリップにより、
術中の光の照射方向をコントロールでき
網膜周辺部を観察できます
- バルブ付き29Gエントリシステムは低侵襲で、
挿入と固定が簡単です



29G シャンデリア		
カタログ番号	製品名	入数/箱
LF29.D02	29G スポットライト ディレクショナル シャンデリア	5本

販売名: Vitreq 29G スポットライトディレクショナルシャンデリア
認証番号: 302AIBZX00007000

ライトソースアダプター ※単品		
カタログ番号	コネクタタイプ	
LF00.R01	Constellationタイプ	
LF00.R02	Stellarisタイプ	
LF00.R03	Geuderタイプ	
LF00.R05	DORCタイプ	

販売名: Vitreq ライトソース アダプター
届出番号: 13B1X10112VTQ005

Reusable Forceps, Scissors

リユーザブル フォーセップ(鉗子)、シザーズ(剪刀)

再使用可能なフォーセップ、シザーズです。



特徴

ハンドルデザイン

- 人間工学に基づいたハンドルデザイン
- チップ先端部の開閉がハンドルとリンクしているので、繊細な把持や切断が容易です
- ハンドルはチタン製

シャフト

- 新素材を用いた硬いシャフト

豊富なサイズ

- ゲージごとに豊富なアイテム

※単品

メンテナンスについて


本品をクリーニングアダプターに設置して洗浄してください。

先端のフラッシングアダプターが繊細な先端部を洗浄などから保護します。

修理につきましては、担当営業にご相談ください。

クリーニングアダプター

製品番号: FC00.R03



リユーザブル フォーセップ(鉗子)

		カタログ番号		
	製品名	23G	25G	27G
	セレイテッド鉗子	FC23.R02	FC25.R02	
	ILMエンドグリップ鉗子	FC23.R03	FC25.R03	
	エイシメントリカルエンドグリップ鉗子	FC23.R04	FC25.R04	

		カタログ番号		
	製品名	23G	25G	27G
	エッカード氏 ILM鉗子(エンドグリップ)	FC23.R05	FC25.R05	FC27.R05
	クーン氏 パワー鉗子 45°	FC23.R06	FC25.R06	
	シャー氏 X-traグリップ鉗子 45°	FC23.R07	FC25.R07	FC27.R07

販売名: Vitreq 硝子体手術用鉗子
届出番号: 13B1X10112VTQ001

リユーザブル シザーズ(剪刀)

		カタログ番号		
	製品名	23G	25G	27G
	マイクロ垂直剪刀	SC23.R01	SC25.R01	
	マイクロ水平剪刀 直	SC23.R02	SC25.R02	
	マイクロ水平剪刀 曲	SC23.R03	SC25.R03	SC27.R03

販売名: Vitreq 硝子体手術用剪刀
届出番号: 13B1X10112VTQ003

製造販売元

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階

www.bvimedical.com/jp

カスタマーサービス Tel. 03-4578-2103 Fax. 03-4578-0289

メール : ContactUs@bvimedical.com

BVI and all other trademarks (unless noted otherwise) are property of BVI. BVI ©2022



I-2023-05-2500-R