




# BVI

## Wet-Field<sup>®</sup> Eraser<sup>®</sup>

ウェットフィールドイレーサー

正確かつ最小限の凝固で、組織へのダメージを最小限に抑えます。

多彩な先端形状のバリエーションがあり、手術のニーズに応じた適切なツールを選べます。




# Wet-Field® Eraser®

ウェットフィールドイレーサー

先端形状はストレートタイプとアングルタイプがあり、18~25Gのラインアップで多様な手術や症例に対応できます。  
先端はベベル、鈍先、極細、テーパードなど、多彩な選択肢があり、手術のニーズに応じた適切なツールを選べます。

18G ※1



製品名称・規格	製品番号	入数
18G ベベルチップ ストレート	221250	10本
18G プラントチップ 45°	221251	10本

23G ※1



製品名称・規格	製品番号	入数
23G ファインチップ ストレート	221268	5本

20G ※1




製品名称・規格	製品番号	入数
20G プラントチップ ストレート	221260	10本

25G ※1



製品名称・規格	製品番号	入数
25G ファインチップ ストレート	221267	5本

20-23G ※1



製品名称・規格	製品番号	入数
20-23G テーパード ファインチップ ストレート	221265	5本
20-23G テーパード プラントチップ ストレート	221266	5本

バイポーラケーブル ※2



製品名称・規格	製品番号	入数
バイポーラケーブル シュラウデッドタイプ	22155010	10本

※1 販売名: ディスポーザブル止血用イレーサー  
認証番号: 21600BZY00428000

※2 販売名: シングルユース バイポーラケーブル  
認証番号: 13B1X10112MED006

## 製造販売元

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階

www.bvimedical.com/jp

カスタマーサービス Tel. 03-4545-1425 Fax. 03-4578-0184

メール: ContactUs@bvimedical.com

BVI and all other trademarks (unless noted otherwise) are property of BVI. BVI ©2025



I-2025-0402-1500-N