

BVI

Accu-Temp® Cautery

アキュテンプ

Specialty Cauterization


アキュテンプは、シングルユースタイプの医療用焼灼器です。

焼灼温度を段階的に選択でき、コードレスで使いやすいのが特長です。



特 長

- ダイヤル式温度調整 (約450~650℃)
- 軽量、コードレス、セーフティーキャップ付き
- すべて滅菌包装のシングルユース



取扱い上の注意

1. 開封後は再滅菌・再使用しないこと。
2. 使用期限が過ぎている場合は使用しないこと。
3. 包装の破損等により、製品の無菌性が損なわれている可能性がある場合には、使用しないこと。
4. ご使用の際は、添付文書をご参照ください。

承認番号	21400BZY00403000
製品コード	8440000
適用領域	眼科用
最小包装単位	10個 / 箱
可変温度範囲	約450~650℃
温度調節	ダイヤル可変式
使用電源	単3形アルカリ電池 / 1本

製造販売元

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階

www.bvimedical.com/jp

カスタマーサービス Tel. 03-4578-2103 Fax. 03-4578-0289

メール: ContactUs@bvimedical.com

BVI and all other trademarks (unless noted otherwise) are property of BVI. BVI ©2025



I-2025-0401-1500-N