


BVI

90° Directional Laser Probes

シングルユース 90°レーザプローブ
90°ディレクショナル



A New Vision on Flexibility

- チップ先端部は90°まで調整可能で、網膜周辺部へのスムーズなアクセスを実現します
- 剛性のあるシャフトによりすぐれた操作性を提供します
- ゲージごとに色分けされているため、識別が容易で利便性が向上しています
- 人間工学に基づいたハンドルデザインです
- スライド式レバーでチップ先端部を簡単にコントロールできます

Vitreoretinal Surgical Products

チップ先端部は90°まで調整可能で、網膜周辺部へのスムーズなアクセスを実現します

23G

25G

27G

90°レーザプローブ スタンダード (照明なし)

※1箱5本入り

ゲージ	カタログ番号	コネクタタイプ
23	LP23.A04	Alconタイプ
23	LP23.I 04	Iridexタイプ
25	LP25.A04	Alconタイプ
25	LP25.I 04	Iridexタイプ
27	LP27.A04	Alconタイプ
27	LP27.I 04	Iridexタイプ

※1

90°イルミネーティッドレーザプローブ (照明付き)

※1箱5本入り

ゲージ	カタログ番号	コネクタタイプ
23	LP23.A05	Alconタイプ
23	LP23.I 05	Iridexタイプ
25	LP25.A05	Alconタイプ
25	LP25.I 05	Iridexタイプ

※1

ライトソースアダプター

※単品 別売

カタログ番号	コネクタタイプ
LF00.R01	Constellationタイプ
LF00.R02	Stellarisタイプ
LF00.R03	Geuderタイプ
LF00.R05	DORCタイプ

※2



※1 販売名: Vitreq ディスポーザブル レーザプローブ
承認番号: 30300BZX00122000

※2 販売名: Vitreq ライトソース アダプター
届出番号: 13B1X10112VTQ005

* All product names, trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

製造販売元

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階

www.bvimedical.com/jp

カスタマーサービス Tel. 03-4578-2103 Fax. 03-4578-0289

メール: ContactUs@bvimedical.com

BVI and all other trademarks (unless noted otherwise) are property of BVI. BVI ©2025



I-2025-0403-2000-R