

# BVI


## BVI® Cataract Knives

### BVI 白内障手術用ナイフ

#### Trusted Performance, Precision and Innovation

BVIは、精度と操作性を追求した多彩な眼科手術用ナイフを幅広く取り揃えています。

用途に応じた豊富なラインアップが、正確な切開をサポートします。



## スリットナイフ



優れた切れ味とリファレンスラインが  
正確な切開をサポートします

- ※1 先端から2mm
- ※2 先端から1.75mm



規格	製品番号		備考	入数
	シングルベベル	ダブルベベル		
1.8mm アングル45°	373718		※2	10本
2.2mm アングル45°		370820	※1	10本
2.2mm アングル45°	373722	370822	※1	10本
2.4mm アングル45°	373724	370824	※1	10本
2.5mm アングル45°	373725	370825	※1	10本
2.6mm アングル45°	373726		※1	10本
2.65mm アングル45°		370826	※1	10本
2.75mm アングル45°	373727	370827	※1	10本
2.8mm アングル45°	373728	370828	※1	10本
2.8mm ストレート	373328		※1	10本
3.0mm アングル45°	373730	370830	※1	10本
3.0mm ストレート	373330		※1	10本
3.2mm アングル45°	373732		※1	10本
3.2mm ストレート	373332		※1	10本

## サイドポート / MVRナイフ



安定した切れ味で  
正確な切開をサポートします



規格	製品番号		入数
	ストレート	アングル	
0.75mm (23G)	585231	585232	5本
1.15mm (20G)	376630	376620	10本
1.4mm (19G)	585240		5本

## クレセントナイフ



優れた操作性で  
正確な創口形成をサポートします



規格	製品番号		入数
	ベベルアップ	ベベルダウン	
2.5mm アングル55°	373807	373809	10本
2.5mm ストレート	373808		10本


## オプティマムナイフ



サイズにあわせた  
カラーハンドルを採用



規格	製品番号	入数
15° ストレート(グリーン)	374891	10本
22.5° ストレート(ブルー)	374892	10本
30° ストレート(ブラック)	374893	10本



販売名	認証番号
ビジテック ブレード	223AFBZX00017000
ビーバー ブレード	223AFBZX00018000

製造販売元  
ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社  
〒102-0083 東京都千代田区麴町2-8 MLC麴町ビル3階  
www.beaver-visitec.co.jp  
カスタマーサービス Tel. 03-4578-2103 Fax. 03-6457-2089  
メール: ContactUs@bvimedical.com

