



BVI

BVI® Safety Knives

ビーバー ブレード
セーフティナイフ

- ・保護カバー付きで手術前から廃棄時まで、医療従事者の切創リスクを軽減
- ・片手で簡単に操作可能
- ・均一で安定したシャープな切れ味
- ・用途に応じて選べる豊富なラインアップ



BVI Safety Knives



セーフティ スリットナイフ

1箱10本入り

規格	製品番号	
	シングルベベル	ダブルベベル
1.7mm アングル45°	378217	
1.8mm アングル45°	378218	
2.0mm アングル45°	378220	
2.2mm アングル45°	378222	378822
2.3mm アングル45°	378223	
2.4mm アングル45°	378224	378824
2.5mm アングル45°	370145	378825
2.6mm アングル45°	370146	
2.65mm アングル45°		378826
2.75mm アングル45°	378227	378827
2.8mm アングル45°	378228	378828
2.85mm アングル45°		378829
3.0mm アングル45°	378230	378830
3.2mm アングル45°	378232	



セーフティ オプティマムナイフ

1箱10本入り

規格	製品番号
15° ストレート	378235
22.5° ストレート	378236
30° ストレート	378237



セーフティ サイドポートMVRナイフ

1箱10本入り

規格	製品番号
0.75mm (23G) アングル45°	378233
1.0mm アングル45°	378210
1.15mm (20G) アングル45°	378231



セーフティ クレセントナイフ

1箱10本入り

規格	製品番号
2.5mm アングル55° ベベルアップ	378234



弧状 セーフティ スリットナイフ

1箱10本入り

規格	製品番号
2.5mm アングル45° ベベルアップ	373025
3.2mm アングル45° ベベルアップ	373032

角膜小切開・強角膜一面切開のために設計された弧状ブレード

- ・創口が広がりやすく、安定した切開を形成
- ・良好な自己閉鎖性
- ・術後誘発乱視の抑制に貢献
- ・ICLインジェクターの挿入・操作に適した切開形状



販売名: ビーバー ブレード
医療機器認証番号: 223AFBZX00018000

製造販売元

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-8 MLC麹町ビル3階

bvimedical.com/jp

カスタマーサービス Tel. 03-4578-2103 Fax. 03-6457-2089

メール: ContactUs@bvimedical.com

BVI and all other trademarks (unless noted otherwise) are property of BVI. BVI ©2026



I-2026-0701-3000-N